

# Scheda Prodotto

24/09/2021

CODICE ARTICOLO PRODUTTORE: BKVDNAQT.CE.25

**€ 875,00 / pezzo**

**BKV (BK Virus) DNA QUANTITATION (QT) Real-Time**

**PCR - Kit da 25 Reazioni**

Fornitore 4BSHOP LAB SRLS

Immunologia delle malattie infettive - Codice CND: W0105040522 - Codice CPV: 33696000-5

**MERCATO ELETTRONICO**



**AREA DI CONSEGNA/EROGAZIONE:**

ITALIA



**CODICE ARTICOLO FORNITORE**

BKVDNAQT.CE.25

## Classificazioni

**CND**

Classificazione Nazionale  
dei Dispositivi Medici

W0105040522

## Caratteristiche

**Marca**

Dia.Pro - Diagnostic Bioprobes

**Fornitore**

4BSHOP LAB SRLS

**Tempo di consegna**

25

**Tipo di contratto**

acquisto

**Aggiornamento**

2021-09-21 15:00:57.456

**Tempo di Consegna**

25 giorni lavorativi

**Assistenza aggiuntiva  
prevista**

SI

**Assistenza aggiuntiva**

telefonica

**Classe prevista**

NO

**Unità di misura per  
disponibilità minima  
garantita**

pezzo

Unità di misura per lotto minimo per unità di vendita	pezzo
Garanzia aggiuntiva prevista	NO
Garanzia aggiuntiva	
Biomarcatore previsto	SI
Codice CPV	33696000-5
Reagenti previsti	SI
Lotto minimo per unità di vendita (numero)	10
Lotto minimo per unità di vendita	10 pezzo
Campione previsto	SI
Disponibilità minima garantita (numero)	960
Disponibilità minima garantita.	960 pezzo
Marca	Dia.Pro - Diagnostic Bioprobes
Metodo di analisi	Real-Time PCR
Parametri previsti	SI
Tipologia biomarcatore	marcatore fluorescente FAM, JOE/VIC
Tipologia di parametri	Sensibilità diagnostica 100%, Specificità diagnostica 100%
Tipologia di reagenti	Master mix, Primer/probe liofilo, H2O MG, CRT negativo, Standard quantitativo liofilo, CI liofilo
Tipo di campione	plasma umano, urine
Uso previsto	Kit per la rilevazione del genoma del Virus BK (BKV) in campioni umani



**Allegati**

[Scheda-Tecnica-BKV-DNA-QT-it.pdf](#)

**Ricorda!**

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.21 delle Regole del Sistema di e-Procurement della PA, il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni contenute nel proprio Catalogo.