

Scheda Prodotto

24/09/2021

CODICE ARTICOLO PRODUTTORE: DRNA.CE.100

€ 6.690,00 / pezzo

HDV (Virus Epatite Delta) RNA QUANTITATION (QT)

Real-Time PCR - Kit da 100 Reazioni

Fornitore 4BSHOP LAB SRLS

Immunologia delle malattie infettive - Codice CND: W0105020406 - Codice CPV: 33696000-5

MERCATO ELETTRONICO

AREA DI CONSEGNA/EROGAZIONE:
ITALIA

CODICE ARTICOLO FORNITORE
DRNA.CE.100

Classificazioni

CND

Classificazione Nazionale
dei Dispositivi Medici

W0105020406

Caratteristiche

Marca

Dia.Pro - Diagnostic Bioprobes

Fornitore

4BSHOP LAB SRLS

Tempo di consegna

30

Tipo di contratto

acquisto

Aggiornamento

2021-09-21 15:00:53.258

Tempo di Consegna

30 giorni lavorativi

Classe prevista

SI

**Garanzia aggiuntiva
prevista**

NO

**Unità di misura per
disponibilità minima
garantita**

pezzo

Unità di misura per

pezzo

lotto minimo per unità di vendita	
Assistenza aggiuntiva prevista	SI
Assistenza aggiuntiva	telefonica
Garanzia aggiuntiva	
Disponibilità minima garantita (numero)	240
Disponibilità minima garantita.	240 pezzo
Biomarcatore previsto	SI
Campione previsto	SI
Classe	allegato II elenco A
Codice CPV	33696000-5
Identificativo di Registrazione BD/RDM	1322130
Lotto minimo per unità di vendita (numero)	3
Lotto minimo per unità di vendita	3 pezzo
Marca	Dia.Pro - Diagnostic Bioprobes
Metodo di analisi	Real-Time PCR
Parametri previsti	SI
Reagenti previsti	SI
Tipo di campione	plasma, siero umano
Tipologia biomarcatore	marcatore fluorescente FAM, JOE/VIC
Tipologia di parametri	Sensibilità diagnostica 100%, Specificità diagnostica 100%
Tipologia di reagenti	Mastermix - Probes in file U2C MC CDT reagenti - CDT in file reagenti - altre base

Tipologia di reagenti	Master mix, Probes liofilii, H2O MG, CRT negativo, CRT liofilo positivo alto e basso, CI liofilo		
Uso previsto	Kit per la rilevazione del genoma del Virus dell'Epatite D (HDV) in campioni umani		
Iniziativa	ME	BENI	Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica  ATTIVA 07/06/2017

Allegati

[Scheda-Tecnica-HDV-RNA-QT-it.pdf](#)

Ricorda!

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.21 delle Regole del Sistema di e-Procurement della PA, il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni contenute nel proprio Catalogo.