

Scheda Prodotto

24/09/2021

CODICE ARTICOLO PRODUTTORE: DRNA.CE.25

€ 1.875,00 / pezzo

HDV (Virus Epatite Delta) RNA QUANTITATION (QT)

Real-Time PCR - Kit da 25 Reazioni

Fornitore 4BSHOP LAB SRLS

Immunologia delle malattie infettive - Codice CND: W0105020406 - Codice CPV: 33696000-5

MERCATO ELETTRONICO



AREA DI CONSEGNA/EROGAZIONE:

ITALIA



CODICE ARTICOLO FORNITORE

DRNA.CE.25

Classificazioni

CND

Classificazione Nazionale
dei Dispositivi Medici

W0105020406

Caratteristiche

Marca

Dia.Pro - Diagnostic Bioprobes

Fornitore

4BSHOP LAB SRLS

Tempo di consegna

30

Tipo di contratto

acquisto

Aggiornamento

2021-09-21 15:01:24.795

Tempo di Consegna

30 giorni lavorativi

**Assistenza aggiuntiva
prevista**

SI

Assistenza aggiuntiva

telefonica

**Unità di misura per
disponibilità minima
garantita**

pezzo

Unità di misura per

pezzo

lotto minimo per unità di vendita	
Classe prevista	SI
Garanzia aggiuntiva prevista	NO
Garanzia aggiuntiva	
Biomarcatore previsto	SI
Codice CPV	33696000-5
Reagenti previsti	SI
Lotto minimo per unità di vendita (numero)	10
Lotto minimo per unità di vendita	10 pezzo
Campione previsto	SI
Classe	allegato II elenco A
Disponibilità minima garantita (numero)	960
Disponibilità minima garantita.	960 pezzo
Identificativo di Registrazione BD/RDM	1322128
Marca	Dia.Pro - Diagnostic Bioprobes
Metodo di analisi	Real-Time PCR
Parametri previsti	SI
Tipo di campione	plasma, siero umano
Tipologia biomarcatore	marcatore fluorescente FAM, JOE/VIC
Tipologia di parametri	Sensibilità diagnostica 100%, Specificità diagnostica 100%
Tipologia di reagenti	Mastermix - Probes in file U2C-MC-CPT negative, CPT in file positive, altre probe

Tipologia di reagenti	Master mix, Probes liofilii, H ₂ O MG, CRT negativo, CRT liofilo positivo alto e basso, CI liofilo		
Uso previsto	Kit per la rilevazione del genoma del Virus dell'Epatite D (HDV) in campioni umani		
Iniziativa	ME	BENI	Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica  ATTIVA 07/06/2017

Allegati

[Scheda-Tecnica-HDV-RNA-QT-it.pdf](#)

Ricorda!

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.21 delle Regole del Sistema di e-Procurement della PA, il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni contenute nel proprio Catalogo.