

Scheda Prodotto

24/09/2021

CODICE ARTICOLO PRODUTTORE: HSV2DNAQT.CE.25

€ 875,00 / pezzo

HSV2 (Herpes Simplex Virus 2) DNA

QUANTITATION (QT) Real-Time PCR - Kit da 25

Reazioni

Fornitore [4BSHOP LAB SRLS](#)

Immunologia delle malattie infettive - Codice CND: W0105040311 - Codice CPV: 33696000-5

MERCATO ELETTRONICO



AREA DI CONSEGNA/EROGAZIONE:
ITALIA



CODICE ARTICOLO FORNITORE
HSV2DNAQT.CE.25

Classificazioni

CND

Classificazione Nazionale
dei Dispositivi Medici

W0105040311

Caratteristiche

Marca

Dia.Pro - Diagnostic Bioprobes

Fornitore

4BSHOP LAB SRLS

Tempo di consegna

25

Tipo di contratto

acquisto

Aggiornamento

2021-09-21 15:01:19.843

Tempo di Consegna

25 giorni lavorativi

**Garanzia aggiuntiva
prevista**

NO

**Lotto minimo per unità
di vendita (numero)**

10

**Lotto minimo per unità
di vendita**

10 pezzo

Unità di misura per disponibilità minima garantita	pezzo
Unità di misura per lotto minimo per unità di vendita	pezzo
Assistenza aggiuntiva prevista	SI
Assistenza aggiuntiva	telefonica
Classe prevista	NO
Garanzia aggiuntiva	
Biomarcatore previsto	SI
Campione previsto	SI
Codice CPV	33696000-5
Marca	Dia.Pro - Diagnostic Bioprobes
Metodo di analisi	Real-Time PCR
Parametri previsti	SI
Reagenti previsti	SI
Tipologia biomarcatore	marcatore fluorescente FAM, JOE/VIC
Tipologia di parametri	Sensibilità diagnostica 100%, Specificità diagnostica 100%
Disponibilità minima garantita (numero)	960
Disponibilità minima garantita.	960 pezzo
Tipo di campione	plasma,liquido cerebrospinale umano
Tipologia di reagenti	Master mix, Primer/probe liofilo,H2O MG,CRT negativo,Standard quantitativo liofilo,CI liofilo
Uso previsto	Kit per la rilevazione del genoma del Virus Herpes Simplex 2 (HSV2) in campioni umani

Iniziativa

ME BENI

Ricerca, rilevazione
scientifica e
diagnostica



ATTIVA

07/06/2017

Allegati

[Scheda-Tecnica-HSV2-DNA-QT-it.pdf](#)

Ricorda!

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.21 delle Regole del Sistema di e-Procurement della PA, il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni contenute nel proprio Catalogo.