

# Scheda Prodotto

24/09/2021

CODICE ARTICOLO PRODUTTORE: JCVDNAQT.CE.100

**€ 2.990,00 / pezzo**

**JCV (JCV Virus) DNA QUANTITATION (QT) Real-Time**

**PCR - Kit da 100 Reazioni**

Fornitore 4BSHOP LAB SRLS

Immunologia delle malattie infettive - Codice CND: W0105040523 - Codice CPV: 33696000-5

**MERCATO ELETTRONICO**



**AREA DI CONSEGNA/EROGAZIONE:**

ITALIA



**CODICE ARTICOLO FORNITORE**

JCVDNAQT.CE.100

## Classificazioni

**CND**

Classificazione Nazionale  
dei Dispositivi Medici

W0105040523

## Caratteristiche

**Marca**

Dia.Pro - Diagnostic Bioprobes

**Fornitore**

4BSHOP LAB SRLS

**Tempo di consegna**

25

**Tipo di contratto**

acquisto

**Aggiornamento**

2021-09-21 15:01:02.685

**Tempo di Consegna**

25 giorni lavorativi

**Biomarcatore previsto**

SI

**Campione previsto**

SI

**Codice CPV**

33696000-5

**Marca**

Dia.Pro - Diagnostic Bioprobes

**Metodo di analisi**

Real-Time PCR

Parametri previsti	SI
Reagenti previsti	SI
Disponibilità minima garantita (numero)	240
Disponibilità minima garantita.	240 pezzo
Tipologia biomarcatore	marcatore fluorescente FAM, JOE/VIC
Tipologia di parametri	Sensibilità diagnostica 100%, Specificità diagnostica 100%
Tipologia di reagenti	Master mix, Primer/probe liofili,H2O MG,CRT negativo,Standard quantitativo liofilo,CI liofilo
Tipo di campione	plasma,urine e liquido cerebrospinale umano
Uso previsto	Kit per la rilevazione del genoma del Virus JC (JCV) in campioni umani
Assistenza aggiuntiva prevista	SI
Assistenza aggiuntiva	telefonica
Classe prevista	NO
Unità di misura per disponibilità minima garantita	pezzo
Unità di misura per lotto minimo per unità di vendita	pezzo
Garanzia aggiuntiva prevista	NO
Garanzia aggiuntiva	
Lotto minimo per unità di vendita (numero)	3
Lotto minimo per unità di vendita	3 pezzo



**Allegati**[Scheda-Tecnica-JCV-DNA-QT-it.pdf](#)**Ricorda!**

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.21 delle Regole del Sistema di e-Procurement della PA, il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni contenute nel proprio Catalogo.