

# REAL TIME PCR



---

DIAGNOSTICA MOLECOLARE PER LE  
MALATTIE INFETTIVE



4BShopLab

# EPATITI

## **Epatite B**

HBV DNA (QT)

Rilevazione Quantitativa del DNA del Virus dell'Epatite B

## **Epatite Delta**

HDV RNA

Rilevazione Quantitativa dell'RNA del Virus dell'Epatite D

# TRAPIANTI

## **Cytomegalovirus**

CMV DNA (QT) 2<sup>nd</sup> Gen.

Rilevazione Quantitativa del DNA di Cytomegalovirus

## **Herpes Simplex Virus 1**

HSV1 DNA (QT)

Rilevazione Quantitativa del DNA del Virus Herpes Simplex di tipo 1

## **Herpes Simplex Virus 2**

HSV2 DNA (QT)

Rilevazione Quantitativa del DNA del Virus Herpes Simplex di tipo 2

## **Herpes Virus 6**

HHV6 DNA (QT)

Rilevazione Quantitativa del DNA dell'Herpes Virus di tipo 6

## **Herpes Virus 8**

HHV8 DNA (QT)

Rilevazione Quantitativa del DNA dell'Herpes Virus di tipo 8

## **Epstein Barr Virus**

EBV DNA (QT)

Rilevazione Quantitativa del DNA del Virus di Epstein-Barr

## **Varicella Zoster Virus**

VZV DNA (QT)

Rilevazione Quantitativa del DNA del Virus Varicella-Zoster

## **BK Virus**

BKV DNA (QT)

Rilevazione Quantitativa del DNA del Virus BK

## **JCV Virus**

JCV DNA (QT)

Rilevazione Quantitativa del DNA del Virus JC

## **Enterovirus spp**

ENTEROVIRUS RNA

Rilevazione Qualitativa dell'RNA di Enterovirus

**FORMATO KIT: 25, 50, 100, 150 reazioni**

# MISCELLANY

## Toxoplasma Gondii

TOXOPLASMA GONDII DNA

Rilevazione Qualitativa del DNA di Toxoplasma Gondii

## Legionella Pneumophila

LEGIONELLA PNEUMOPHILA DNA

Rilevazione Qualitativa del DNA di Legionella Pneumophila

## Trypanosoma Cruzi (Chagas Disease)

TRYPANOSOMA CRUZI DNA

Rilevazione Qualitativa del DNA di Trypanosoma Cruzi

TRYPANOSOMA CRUZI DNA (QT)

Rilevazione Quantitativa del DNA di Trypanosoma Cruzi

## Chlamydia Trachomatis

CHLAMYDIA TRACHOMATIS DNA

Rilevazione Qualitativa del DNA di Chlamydia Trachomatis

# ACCESSORI

## Reagenti per la Retrotrascrizione dell'RNA

Kit di Retrotrascrizione dell'RNA

Trascrizione inversa del cDNA di RNA altamente purificato proveniente da visur (vRNA)

Kit di Retrotrascrizione dell'RNA di HDV

Trascrizione inversa del cDNA dell'RNA del virus dell'Epatite D

**FORMATO KIT: 25, 50, 100, 150 reazioni**

# COVID-19

## CORONAVIRUS SARS-CoV-2

COVID-19 RNA

Rilevazione Qualitativa dell'RNA di SARS-CoV-2

**FORMATO KIT: 100, 200 reazioni**

## PROTOCOLLI VALIDATI

- ABI 7500 Sequence Detection System (Software SDS version 1.3.1, Applied Biosystems™)
- MX3000P (Software MxPro version 4.01, Stratagene/Agilent Technologies)
- CFX 96 (Software CFX Manage version 1.7 Biorad™)
- ROTO-GENE Q Series (Qiagen™)

**I protocolli possono essere validati su strumenti diversi a richiesta e senza costi aggiuntivi**

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Certificato CE
- Il Kit contiene tutti i reagenti necessari per l'esecuzione del test
- Controllo interno per la corretta estrazione e amplificazione del DNA
- Tests Quantitativi: curva standard su 4 punti
- Elevata sensibilità e specificità
- Ridotto volume di reazione (25 µl): 20 µl Mix di Reazione + 5 µl di campione
- Campione: Sangue, Siero e Plasma, Liquidi, Biopsie
- Temperatura di Conservazione: +2/8°C (non necessita di spedizione in ghiaccio secco)
- Scadenza: 12 mesi a +2/8°C
- Formato Kit: 25, 50, 100, 150 reazioni: nessuno spreco

4BShopLab



consip

acquistinretepa

## DISTRIBUTORE

4BShop Lab Srls



info@4BShopLab.com



www.4BShopLab.com



+39.0371.18.56.643

## PRODUTTORE

Dia.Pro - Diagnostic Bioprobes Srl



MADE IN ITALY

EN ISO 13485:2013 Certified



FIND   
Because diagnosis matters